

IHRE BESTELLUNG

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (netto)	Menge
KV 130 12 0715	KV Metall Duo 12er Set Metall-Polierer für die Praxis	€ 23,90	

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.



Praxis

Ansprechpartner

Straße


PLZ/Ort

Telefon

Fax / Email

Fax 04172 - 98 78 012

VOSS DENTAL
Zahnärztliche Instrumente GbR
Birkenweg 3 · 21376 Salzhäusen
Telefon 04172 - 98 78 00
info@voss-dental.de
www.voss-dental.de



KV

VOSS DENTAL
Zahnärztliche Instrumente

PRODUKTHIGHLIGHTS SOMMER 2015

8 x **mittel**

4 x **fein**



*Die Klassiker
„Brownie & Greenie“
in neuer Ausführung!*

€ 23,90

netto/12 Stk.
im Kunststoffcase

KV Metall Duo

Polierer & Bürste in Einem!

Gold, Amalgam & NEM Polierer für die Praxis


Bewährte Qualität seit 1961



Metall Duo RA

Polierer & Bürste in Einem!

Metall-Polierer für die Praxis



Metall Duo RA Features

- ✓ Extrem hohe Standzeit
- ✓ Siliziumcarbid Körnung
- ✓ Einfachste Anwendung
ohne Instrumentenwechsel
- ✓ Mehrfach einsetzbar für die Politur von Gold,
Amalgam und NEM

Über die Metall Duo RA Keramik-Polierer

Neuartige Polierer für die Metallbearbeitung
direkt beim Patienten.

Äußerst flexible Polierer in unterschiedlichen Kör-
nungen zum Polieren und Hochglanz.

Kein weiteres Instrument ist nach der Bearbeitung
mehr erforderlich.

Weitere diamantierte Ausführungen lieferbar

- ☺ Für Keramik: **Cera Trio RA**
- ☺ Für Composit: **Compo Twins**

€ 41,90

netto/6 Stk. im Kunststoffcase



Okklusal



Inzisal



Labial




Bukkal



Lingual



Approximal



Artikelnummer

Maße (mm)

Körnung

KV MeD RA BV 14




14 x 1,6

Polieren

mittel

KV MeD RA GH 14



14 x 1,6

Hochglanz

fein

Empfohlene RPM: 7.000 - 12.000 | Max. RPM: 20.000

Mit dem Faxformular auf der Rückseite
können Sie den angebotenen Artikel schnell
und unkompliziert bei uns bestellen!

